



檢 驗 報 告

報告編號：10701021

Page 1 of 2

樣品編號：10701021-01

取樣方式：送檢單位 自送

送檢單位名稱：員林合作農場

正 本：函送送檢單位

送檢單位地址：台中市西屯區廣福路272巷2號

副 本：存查

檢體名稱：肉片

送檢日期：107年01月10日

檢體描述：塑膠 散裝 冷凍狀態

檢驗日期：107年01月10日起至107年01月22日止

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法
磺胺劑	未檢出	-	磺胺劑快速檢測片
萊克多巴胺	未檢出	-	萊克多巴胺快速檢測片

以下空白

- 說明：
- 一、本報告共2頁，分離使用及/或摘要複製無效。
 - 二、檢驗結果僅對試驗件有效，非經本實驗室書面同意，此份報告不得摘錄複製。
 - 三、檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。
 - 四、標示“#”為認證項目。
 - 五、磺胺劑快篩片之定量極限為 0.1 ppb，如檢測結果為檢出之樣品建議再以LC/MS/MS 確認。
 - 六、萊克多巴胺快篩片之定量極限為2ppb，如檢測結果為檢出之樣品建議再以LC/MS/MS 確認。
 - 七、檢體：供應商-復進、有效日期-107.05.23。

報告簽署人

檢驗用章

食品與化妝品品質檢驗與分析中心
報告簽署人 陳明仁





檢 驗 報 告

報告編號：10701021

Page 2 of 2

樣品編號：10701021-02

取樣方式：送檢單位 自送

送檢單位名稱：員林合作農場

正 本：函送送檢單位

送檢單位地址：台中市西屯區廣福路272巷2號

副 本：存查

檢體名稱：肉絲

送檢日期：107年01月10日

檢體描述：散裝 冷凍狀態

檢驗日期：107年01月10日起至107年01月22日止

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法
磺胺劑	未檢出	-	磺胺劑快速檢測片
萊克多巴胺	未檢出	-	萊克多巴胺快速檢測片

以下空白

- 說明：
- 一、本報告共2頁，分離使用及/或摘要複製無效。
 - 二、檢驗結果僅對試驗件有效，非經本實驗室書面同意，此份報告不得摘錄複製。
 - 三、檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。
 - 四、標示”#”為認證項目。
 - 五、磺胺劑快篩片之定量極限為 0.1 ppb，如檢測結果為檢出之樣品建議再以LC/MS/MS 確認。
 - 六、萊克多巴胺快篩片之定量極限為2ppb，如檢測結果為檢出之樣品建議再以LC/MS/MS 確認。
 - 七、檢體：供應商-泰安、有效日期-107.05.08。

報告簽署人

檢驗用章

食品與化妝品品質檢驗與分析中心
報告簽署人 陳明仁





檢 驗 報 告

報告編號：10701022

Page 1 of 3

樣品編號：10701022-01

取樣方式：送檢單位 自送

送檢單位名稱：員林合作農場

正 本：函送送檢單位

送檢單位地址：台中市西屯區廣福路272巷2號

副 本：存查

檢體名稱：肉片

送檢日期：107年01月10日

檢體描述：散裝 冷凍狀態

檢驗日期：107年01月10日起至107年01月22日止

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法
磺胺劑	未檢出	-	磺胺劑快速檢測片
萊克多巴胺	未檢出	-	萊克多巴胺快速檢測片

以下空白

- 說明：
- 一、本報告共3頁，分離使用及/或摘要複製無效。
 - 二、檢驗結果僅對試驗件有效，非經本實驗室書面同意，此份報告不得摘錄複製。
 - 三、檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。
 - 四、標示”#”為認證項目。
 - 五、磺胺劑快篩片之定量極限為 0.1 ppb，如檢測結果為檢出之樣品建議再以LC/MS/MS 確認。
 - 六、萊克多巴胺快篩片之定量極限為2ppb，如檢測結果為檢出之樣品建議再以LC/MS/MS 確認。
 - 七、檢體：香里、有效日期-107.06.15。

報告簽署人

檢驗用章

食品與化妝品品質檢驗與分析中心
報告簽署人 陳明仁





檢 驗 報 告

報告編號：10701022

Page 2 of 3

樣品編號：10701022-02

取樣方式：送檢單位 自送

送檢單位名稱：員林合作農場

正 本：函送送檢單位

送檢單位地址：台中市西屯區廣福路272巷2號

副 本：存查

檢體名稱：肉丁

送檢日期：107年01月10日

檢體描述：散裝 冷凍狀態

檢驗日期：107年01月10日起至107年01月22日止

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法
乙型受體素20項	未檢出	ppb	依據衛福部建議檢驗方法食品中動物用藥殘留量檢驗方法 - 乙型受體素類多重殘留分析
磺胺劑	未檢出	-	磺胺劑快速檢測片

以下空白

- 說明：
- 一、本報告共3頁，分離使用及/或摘要複製無效。
 - 二、檢驗結果僅對試驗件有效，非經本實驗室書面同意，此份報告不得摘錄複製。
 - 三、檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。
 - 四、標示“#”為認證項目。
 - 五、乙型受體素20項之定量極限，詳如附件。
 - 六、磺胺劑快篩片之定量極限為 0.1 ppb，如檢測結果為檢出之樣品建議再以LC/MS/MS 確認。
 - 七、檢體：立大、有效日期-2018.06.15。

報告簽署人

檢驗用章

報告簽署人 陳明仁





保證責任彰化縣員林合作農場/芫儂食品

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1070221
 頁數： 共一頁
 報告編號 107022101

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉丁(復進)

採樣日期： 107 年 02 月 21 日

測試日期： 107 年 02 月 21 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
肉丁	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
肉丁	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
肉丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
肉丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
肉丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

- 一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。
- 三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。
- 四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。
 *偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。
 **結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。
- 五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。
- 六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
 食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



保證責任彰化縣員林合作農場/芫儂食品

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1070221
 頁數： 共一頁
 報告編號 107022102

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：粗絞肉(立大)

採樣日期： 107 年 02 月 21 日

測試日期： 107 年 02 月 21 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
粗絞肉	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
粗絞肉	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
粗絞肉	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
粗絞肉	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
粗絞肉	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

- 一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。
- 三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。
- 四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。
 *偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。
 **結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。
- 五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。
- 六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
 食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



檢驗報告

Analysis Report

日期： 1070221
 頁數： 共一頁
 報告編號 107022103

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉絲(立大)

採樣日期： 107 年 02 月 21 日

測試日期： 107 年 02 月 21 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
肉絲	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
肉絲	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
肉絲	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
肉絲	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
肉絲	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





保證責任彰化縣員林合作農場/芫儂食品

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1070220

頁數： 共一頁

報告編號 107022001

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉絲(香里)

採樣日期： 107 年 02 月 20 日

測試日期： 107 年 02 月 20 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
肉絲	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
肉絲	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
肉絲	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
肉絲	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
肉絲	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



檢驗報告

Analysis Report

日期： 1070220
 頁數： 共一頁
 報告編號 107022002

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：粗絞肉(泰安)

採樣日期： 107 年 02 月 20 日

測試日期： 107 年 02 月 20 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
粗絞肉	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
粗絞肉	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
粗絞肉	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
粗絞肉	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
粗絞肉	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





保證責任彰化縣員林合作農場/芎儂食品

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1070220
 頁數： 共一頁
 報告編號 107022003

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉片(立大)

採樣日期： 107 年 02 月 20 日

測試日期： 107 年 02 月 20 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
肉片	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
肉片	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
肉片	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
肉片	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
肉片	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
 食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



保證責任彰化縣員林合作農場/ 芫儂食品

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1070221
 頁數： 共一頁
 報告編號 107022101

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：骨腿丁(國苗)

採樣日期： 107 年 02 月 21 日

測試日期： 107 年 02 月 21 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
骨腿丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
骨腿丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
骨腿丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
 食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



保證責任彰化縣員林合作農場/芫儂食品

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1070221
 頁數： 共一頁
 報告編號 107022102

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：雞胸丁(金豐盛)

採樣日期： 107 年 02 月 21 日

測試日期： 107 年 02 月 21 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
雞胸丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
雞胸丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
雞胸丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

- 一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。
 *偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。
 **結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。
- 三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。
- 四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行

主管： **場長黃健銘**

衛生管理人員： **衛生管理李依純**



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
 食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



檢驗報告

Analysis Report

日期： 1070221
 頁數： 共一頁
 報告編號 107022103

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：骨腿丁(卜蜂)

採樣日期： 107 年 02 月 21 日

測試日期： 107 年 02 月 21 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
骨腿丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
骨腿丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
骨腿丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管： 場長黃健銘

衛生管理人員： 衛生管理李依純





檢驗報告

Analysis Report

日期：1070220

頁數：共一頁

報告編號 107022001

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：骨腿丁(金豐盛)

採樣日期：107年02月20日

測試日期：107年02月20日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
骨腿丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
骨腿丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
骨腿丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





檢驗報告

Analysis Report

日期： 1070220

頁數： 共一頁

報告編號 107022002

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：雞排(金豐盛)

採樣日期： 107 年 02 月 20 日

測試日期： 107 年 02 月 20 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
雞排	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
雞排	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
雞排	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。


*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行

主管：  黃健銘

衛生管理人員：  李依純

